

# Barcode Scanner

---

## Installation Instructions

Manufacturer	EC Authorized Representative	UK Responsible Person	Australia Sponsor
FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: 1-888-482-9449 or 1-425-951-1200 F: 1-425-951-1201	FUJIFILM SonoSite B.V. Joop Geesinkweg 140 1114 AB Amsterdam, The Netherlands	FUJIFILM Healthcare UK Limited Fujifilm House Whitbread Way Bedford MK42 0ZE United Kingdom	FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd 114 Old Pittwater Road BROOKVALE, NSW, 2100 Australia

SONOSITE is a registered trademark of FUJIFILM SonoSite, Inc., in various jurisdictions. FUJIFILM and FUJIFILM VALUE FROM INNOVATION are registered trademarks of FUJIFILM Corporation in various jurisdictions. All other trademarks are the property of their respective owners.



P22236-06

Published Sep 11, 2024

Copyright © 2024 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

# Installing the barcode scanner on your ultrasound system

This supplement provides information on the custom programming feature available with JADAK barcode scanners supported for use with FUJIFILM Sonosite ultrasound systems.

For information from the manufacturer, see the barcode scanner user manual available from JADAK.

1. Connect the barcode scanner to a USB port on the ultrasound system.  
For location of USB ports, see the system user guide.
2. Turn on the ultrasound system.  
The barcode scanner should appear on the system's USB setup page.
3. To confirm that the barcode scanner is operating properly, open the patient information form on your system, select a text field, scan a patient's barcode, and verify that the information populates into the appropriate fields (see the system user guide for details).

## Getting help

FUJIFILM Sonosite Technical Support:

United States and Canada	+1 877-657-8118
Europe and Middle East	Main: +31 20 751 2020 English support: +44 14 6234 1151 French support: +33 1 8288 0702 German support: +49 69 8088 4030 Italian support: +39 02 9475 3655 Spanish support: +34 91 123 8451
Asia and Pacific	+61 2 9938 8700
Other regions	+1 425-951-1330 or call your local representative
Fax	+1 425-951-6700
Email	General: ffss-service@fujifilm.com United Kingdom: uk-service@fujifilm.com Europe, Middle East, and Africa: eraf-service@fujifilm.com Asia and Pacific: ffss-apacme-service@fujifilm.com

# Installation des Barcode-Scanners an Ihrem Ultraschallsystem

In dieser Ergänzung finden Sie Informationen zur individuellen Programmierung von JADAK Barcode-Scannern, die für die Verwendung mit FUJIFILM Sonosite Ultraschallsystemen unterstützt werden.

Informationen zum Hersteller finden Sie im Benutzerhandbuch des Barcode-Scanners von JADAK.

1. Schließen Sie den Barcode-Scanner an einen USB-Anschluss des Ultraschallsystems an. Die Position der USB-Ports finden Sie im System-Benutzerhandbuch.
2. Ultraschallsystem einschalten. Der Barcode-Scanner sollte auf der USB-Einrichtungsseite des Systems erscheinen.
3. Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Barcode-Scanners zu überprüfen, öffnen Sie das Patientendatenformular auf Ihrem System, wählen Sie ein Textfeld aus, scannen Sie einen Patienten-Barcode und prüfen Sie, ob die Informationen in die entsprechenden Felder eingetragen wurden (Details siehe System-Benutzerhandbuch).

## Weiterführende Informationen

Technischer Kundendienst von FUJIFILM Sonosite:

USA und Kanada	+1 877-657-8118
Europa und Naher Osten	Zentrale Rufnummer: +31 20 751 2020 Kundendienst auf Englisch: +44 14 6234 1151 Kundendienst auf Französisch: +33 1 8288 0702 Kundendienst auf Deutsch: +49 69 8088 4030 Kundendienst auf Italienisch: +39 02 9475 3655 Kundendienst auf Spanisch: +34 91 123 8451
Asien und Pazifikraum	+61 2 9938 8700
Andere Regionen	+1 425 951-1330 oder wenden Sie sich an den örtlichen Kundendienstvertreter.
Fax	+1 425-951-6700
E-Mail	Allgemeines: ffss-service@fujifilm.com Großbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Naher Osten und Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien und Pazifikraum: ffss-apacme-service@fujifilm.com

# Instalación del escáner de código de barras en el sistema de ecografía

Este suplemento proporciona información sobre la función de programación personalizada que hay disponible con el escáner de códigos de barras JADAK para su uso con los FUJIFILM Sonosite sistemas de ecografía.

Para obtener información del fabricante, consulte el manual de usuario del escáner de código de barras disponible de JADAK.

1. Conecte el escáner de código de barras a un puerto USB del sistema de ecografía.  
Para localizar los puertos USB, consulte el manual de usuario del sistema.
2. Encienda el sistema de ecografía.  
El escáner de código de barras debe aparecer en la página de configuración de USB del sistema.
3. Para confirmar que el escáner de código de barras funciona correctamente, abra el documento de información del paciente en su sistema, seleccione un campo, lea el código de barras de paciente y compruebe que los campos se rellenan con la información correspondiente (consulte el manual de usuario del sistema para más información).

## Obtención de ayuda

Departamento de asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite:

Estados Unidos y Canadá	+1 877-657-8118
Europa y Oriente Medio	Principal: +31 20 751 2020 Asistencia técnica en inglés: +44 14 6234 1151 Asistencia técnica en francés: +33 1 8288 0702 Asistencia técnica en alemán: +49 69 8088 4030 Asistencia técnica en italiano: +39 02 9475 3655 Asistencia técnica en español: +34 91 123 8451
Asia y Pacífico	+61 2 9938 8700
Otras regiones	+1 425-951-1330 o póngase en contacto con su representante local
Fax	+1 425-951-6700
Correo electrónico	General: <a href="mailto:ffss-service@fujifilm.com">ffss-service@fujifilm.com</a> Reino Unido: <a href="mailto:uk-service@fujifilm.com">uk-service@fujifilm.com</a> Europa, Oriente Medio y África: <a href="mailto:eraf-service@fujifilm.com">eraf-service@fujifilm.com</a> Asia y Pacífico: <a href="mailto:ffss-apacme-service@fujifilm.com">ffss-apacme-service@fujifilm.com</a>

# Installation du lecteur de codes-barres sur l'échographe

Ce supplément fournit des informations sur la fonction de programmation personnalisée disponible avec les scanners de codes-barres JADAK pris en charge pour une utilisation avec les FUJIFILM Sonosite échographes.

Pour des informations fournies par le fabricant, consultez le manuel d'utilisation du lecteur de codes-barres disponible auprès de JADAK.

1. Branchez le lecteur de codes-barres à un port USB de l'échographe.  
Pour connaître l'emplacement des ports USB, consultez le guide d'utilisation de l'échographe.
2. Mettre l'échographe sous tension.  
Le lecteur de codes-barres devrait apparaître sur la page de configuration USB de l'échographe.
3. Pour vous assurer que le lecteur de codes-barres fonctionne correctement, ouvrez le formulaire d'informations patient sur votre échographe, sélectionnez un champ de texte, scannez le code-barres d'un patient et vérifiez que les informations sont renseignées dans les champs appropriés (pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation de l'échographe).

## Obtenir de l'aide

Support technique de FUJIFILM Sonosite :

États-Unis et Canada	+1 877-657-8118
Europe et Moyen-Orient	Numéro principal : +31 20 751 2020 Assistance en anglais : +44 14 6234 1151 Assistance en français : +33 1 8288 0702 Assistance en allemand : +49 69 8088 4030 Assistance en italien : +39 02 9475 3655 Assistance en espagnol : +34 91 123 8451
Asie-Pacifique	+61 2 9938 8700
Autres régions	+1 425-951-1330 ou contacter le représentant local
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Général : ffss-service@fujifilm.com Royaume-Uni : uk-service@fujifilm.com Europe, Moyen-Orient et Afrique : eraf-service@fujifilm.com Asie-Pacifique : ffss-apacme-service@fujifilm.com

# Installazione del lettore di codici a barre sul sistema ecografico

Questo supplemento fornisce informazioni sulla funzionalità di programmazione personalizzata disponibile negli scanner di codici a barre JADAK supportati per l'uso con i FUJIFILM Sonosite sistemi per ecografia.

Per informazioni del produttore, consultare il manuale per l'utente dello scanner di codici a barre disponibile da JADAK.

1. Collegare lo scanner di codici a barre a una porta USB sul sistema ecografico.  
Per la posizione delle porte USB, consultare il manuale dell'utente del sistema.
2. Accendere il sistema per ecografia.  
Lo scanner per codici a barre dovrebbe apparire nella pagina di configurazione USB del sistema.
3. Per verificare che lo scanner per codici a barre funzioni correttamente, aprire un modulo di informazioni sul paziente nel sistema, selezionare un campo di testo, eseguire la scansione del codice a barre del paziente e verificare che le informazioni vengano inserite nei campi appropriati (per maggiori dettagli, consultare la guida utente del sistema).

## Aiuti

Assistenza tecnica FUJIFILM Sonosite:

Stati Uniti e Canada	+1 877-657-8118
Europa e Medio Oriente	Principale: +31 20 751 2020 Supporto in inglese: +44 14 6234 1151 Supporto in francese: +33 1 8288 0702 Supporto in tedesco: +49 69 8088 4030 Supporto in italiano: +39 02 9475 3655 Supporto in spagnolo: +34 91 123 8451
Asia e Pacifico	+61 2 9938 8700
Altre regioni	+1 425-951-1330, oppure contattare il rappresentante locale
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Generale: ffss-service@fujifilm.com Regno Unito: uk-service@fujifilm.com Europa, Medio Oriente e Africa: eraf-service@fujifilm.com Asia e Pacifico: ffss-apacme-service@fujifilm.com

# Instalação do leitor de código de barras no sistema de ultrassom

Este suplemento oferece informações sobre o recurso de programação personalizada disponível com leitores de código de barras JADAK compatíveis com sistemas de ultrassom FUJIFILM Sonosite.

Para obter informações do fabricante, consulte o manual do utilizador do leitor de código de barras disponível no JADAK.

1. Conecte o leitor de código de barras a uma porta USB no sistema de ultrassom.  
Para ver a localização das portas USB, consulte o manual do utilizador do sistema.
2. Ligue o sistema de ultrassom.  
O leitor de código de barras deve aparecer na página de configuração USB do sistema.
3. Para confirmar que o leitor de código de barras funciona corretamente, abra o formulário de informações do doente no seu sistema, selecione um campo de texto, digitalize o código de barras de um doente e verifique se as informações são preenchidas nos campos adequados (consulte o manual do utilizador do sistema para obter mais informações).

## Pedir Ajuda

FUJIFILM Sonosite Assistência técnica:

Estados Unidos e Canadá	+1 877-657-8118
Europa e Médio Oriente	Principal: +31 20 751 2020 Assistência em inglês: +44 14 6234 1151 Assistência em francês: +33 1 8288 0702 Assistência em alemão: +49 69 8088 4030 Assistência em italiano: +39 02 9475 3655 Assistência em espanhol: +34 91 123 8451
Ásia e Pacífico	+61 2 9938 8700
Outras regiões	+1 (425) 951-1330 ou entre em contato com o representante local
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Geral: ffss-service@fujifilm.com Reino Unido: uk-service@fujifilm.com Europa, Médio Oriente e África: eraf-service@fujifilm.com Ásia e Pacífico: ffss-apacme-service@fujifilm.com



# Instalação do leitor de código de barras no sistema de ultrassom

Este suplemento fornece informações sobre o recurso de programação personalizada disponível com leitores de código de barras JADAK compatíveis com sistemas de ultrassom FUJIFILM Sonosite.

Para obter informações do fabricante, consulte o manual do usuário do leitor de código de barras disponível no JADAK.

1. Conecte o leitor de código de barras a uma porta USB no sistema de ultrassom.  
Para ver a localização das portas USB, consulte o manual do usuário do sistema.
2. Ligue o sistema de ultrassom.  
O leitor de código de barras deve aparecer na página de configuração USB do sistema.
3. Para confirmar se o leitor de código de barras está funcionando corretamente, abra o formulário de informações do paciente em seu sistema, selecione um campo de texto, digitalize o código de barras do paciente e verifique se as informações são preenchidas nos campos adequados (consulte o guia de usuário do sistema para obter detalhes).

## Obter ajuda

FUJIFILM Sonosite Assistência técnica:

Estados Unidos e Canadá	+1 877-657-8118
Europa e Oriente Médio:	Principal: +31 20 751 2020 Suporte em inglês: +44 14 6234 1151 Suporte em francês: +33 1 8288 0702 Suporte em alemão: +49 69 8088 4030 Suporte em italiano: +39 02 9475 3655 Suporte em espanhol: +34 91 123 8451
Ásia e Pacífico	+61 2 9938 8700
Outras regiões	+1 (425) 951-1330 ou entre em contato com o representante local
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Geral: ffss-service@fujifilm.com Reino Unido: uk-service@fujifilm.com Europa, Oriente Médio e África: eraf-service@fujifilm.com Ásia e Pacífico: ffss-apacme-service@fujifilm.com

# Installeren van de streepjescodescanner op uw echografiesysteem

Dit supplement geeft informatie over de functie voor aangepaste programmering die beschikbaar is met JADAK barcodescanners die worden ondersteund voor gebruik met FUJIFILM Sonosite echosystemen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de barcodescanner van JADAK voor informatie van de fabrikant.

1. Sluit de streepjescodescanner op een USB-poort van het ultrasone systeem aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het systeem voor informatie over waar de USB-poorten zich bevinden.
2. Schakel het ultrasone systeem in. De streepjescodescanner zou moeten verschijnen op de USB-installatiepagina van het systeem.
3. Om te bevestigen of de scanner naar behoren werkt, kunt u het patiëntinformatieformulier openen op uw systeem, een tekstveld selecteren, een patiëntstreepjescode scannen en de informatie die in de daarvoor bestemde velden wordt ingevuld, te controleren (zie de gebruikershandleiding van het systeem voor details).

## Help

Technische ondersteuning van FUJIFILM Sonosite:

Verenigde Staten en Canada	+1 877-657-8118
Europa en Midden-Oosten	Hoofdtelefoonnr.: +31 20 751 2020 Engelstalige ondersteuning: +44 14 6234 1151 Franstalige ondersteuning: +33 1 8288 0702 Duitstalige ondersteuning: +49 69 8088 4030 Italiaanstalige ondersteuning: +39 02 9475 3655 Spaanstalige ondersteuning: +34 91 123 8451
Azië/Oceanië	+61 2 9938 8700
Andere regio's	+1 425-951-1330 of neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Algemeen: ffss-service@fujifilm.com Verenigd Koninkrijk: uk-service@fujifilm.com Europa, Midden-Oosten en Afrika: eraf-service@fujifilm.com Azië/Oceanië: ffss-apacme-service@fujifilm.com

# Installera streckkodsläsaren på ditt ultraljudssystem

Detta tillägg tillhandahåller information om den anpassade programmeringsfunktionen som finns tillgänglig med This JADAK streckkodsläsare som stöds för användning med FUJIFILM Sonosite-ultraljudssystem.

Information från tillverkaren finns i användarhandboken för streckkodsläsare från JADAK.

1. Anslut streckkodsläsaren till en USB-port på ultraljudssystemet.  
Se systemets användarhandbok för att se var USB-portarna är placerade.
2. Starta ultraljudssystemet.  
Streckkodsläsaren bör finnas med på systemets sida för USB-inställningar.
3. För att bekräfta att streckkodsläsaren fungerar korrekt, öppna formuläret med patientinformation i systemet, välj ett textfält, skanna en patients streckkod och kontrollera att informationen hamnar i rätt fält (se systemets användarhandbok för mer information).

## Få hjälp

FUJIFILM Sonosite Tekniskt stöd:

USA och Kanada	+1 877-657-8118
Europa och Mellanöstern	Huvudkontor: +31 20 751 2020 Support på engelska: +44 14 6234 1151 Support på franska: +33 1 8288 0702 Support på tyska: +49 69 8088 4030 Support på italienska: +39 02 9475 3655 Support på spanska: +34 91 123 8451
Asien och Stilla-havsområdet	+61 2 9938 8700
Andra områden	+1 425-951-1330 eller ring din lokala representant
Fax	+1 425-951-6700
E-post	Allmänt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Mellanöstern och Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien och Stilla-havsområdet: ffss-apacme-service@fujifilm.com

# Hvordan installere strekkodeskanneren på ultralydssystemet

Dette tillegget inneholder informasjon om den tilpassede programmeringsfunksjonen som er tilgjengelig med JADAK strekkodescannere som er støttet for bruk med FUJIFILM Sonosite-ultralydssystemer.

For informasjon fra produsenten, se JADAK sin brukerveiledning for strekkodescanneren .

1. Koble strekkodeskanneren til USB-porten på ultralydssystemet.  
USB-portenes plassering er beskrevet i systemets brukerveiledning.
2. Slå på ultralydssystemet.  
Strekkodeskanneren skal komme opp på systemets USB-oppsettside.
3. Du kan bekrefte at skanneren fungerer som den skal ved å åpne pasientinformasjonsskjemaet på systemet ditt, velge et tekstfelt, skanne en pasientstrekkekode og kontrollere at informasjonen fylles ut i de riktige feltene (se brukerveiledningen for systemet for mer informasjon).

## Slik får du hjelp

FUJIFILM Sonosite teknisk støtte:

USA og Canada	+1 877-657-8118
Europa og Midtøsten	Hoved: +31 20 751 2020 Engelsk støtte: +44 14 6234 1151 Fransk støtte: +33 1 8288 0702 Tysk støtte: +49 69 8088 4030 Italiensk støtte: +39 02 9475 3655 Spansk støtte: +34 91 123 8451
Asia og Stillehavet	+61 2 9938 8700
Andre regioner	+1 425-951-1330, eller ring din lokale representant
Faks	+1 425-951-6700
E-post	Generelt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannia: uk-service@fujifilm.com Europa, Midtøsten og Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asia og Stillehavet: ffss-apacme-service@fujifilm.com

# Installation af strekkodescanneren på dit ultralydssystem

Denne brugervejledning indeholder oplysninger om den brugerdefinerede programmeringsfunktion, der fås med JADAK-strekkodescannere understøttet til brug med FUJIFILM Sonosite ultralydssystemer.

For oplysninger fra producenten henvises til brugervejledningen for strekkodescanneren tilgængelig fra JADAK.

1. Slut strekkodescanneren til en USB-port på ultralydssystemet.  
For placering af USB-porte, se systemets brugervejledning.
2. Tænd for ultralydssystemet.  
Strekkodescanneren bør vises på systemets USB-opsætningsside.
3. For at bekræfte, at strekkodescanneren fungerer korrekt, skal du åbne patientinformationsformularen på dit system, vælge et tekstfelt, scanne en patients strekkode og kontrollere, at oplysningerne udfyldes i de relevante felter (se systemets brugervejledning for yderligere oplysninger).

## Sådan får du hjælp

FUJIFILM Sonosite tekniske support:

USA og Canada	+1 877-657-8118
Europa og Mellemøsten	Hovednummer: +31 20 751 2020 Engelsk support: +44 14 6234 1151 Fransk support: +33 1 8288 0702 Tysk support: +49 69 8088 4030 Italiensk support: +39 02 9475 3655 Spansk support: +34 91 123 8451
Asien og Stillehavet	+61 2 9938 8700
Andre regioner	+1 425-951-1330, eller ring til din lokale repræsentant
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Generelt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Mellemøsten og Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien og Stillehavet : ffss-apacme-service@fujifilm.com

# Ultrason sisteminizde barkod tarayıcıyı kurma

Bu ek, FUJIFILM Sonosite ultrason sistemleriyle kullanıma uygun JADAK barkod tarayıcılarında mevcut olan özel programlama özelliğine ilişkin bilgi vermektedir.

Üreticiden bilgi almak için JADAK barkod tarayıcı kullanım kılavuzuna bakınız.

1. Barkod tarayıcıyı ultrason sistemindeki bir USB bağlantı noktasına bağlayın. USB bağlantı noktalarının konumu için sistem kullanıcı kılavuzuna bakın.
2. Ultrason sistemini açın. Barkod tarayıcı, sistemin USB kurulum sayfasında görünüyor olmalıdır.
3. Barkod tarayıcının düzgün şekilde çalıştığını onaylamak için sisteminizde hasta bilgileri formunu açın, bir metin alanı seçin, hastanın barkodunu tarayın ve bilgilerin uygun alanlara girildiğini doğrulayın (ayrıntılar için sistem kullanıcı kılavuzuna bakın).

## Yardım alma

FUJIFILM Sonosite Teknik Destek:

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada	+1 877-657-8118
Avrupa ve Orta Doğu	Ana: +31 20 751 2020 İngilizce destek: +44 14 6234 1151 Fransızca destek: +33 1 8288 0702 Almanca destek: +49 69 8088 4030 İtalyanca destek: +39 02 9475 3655 İspanyolca destek: +34 91 123 8451
Asya ve Pasifik	+61 2 9938 8700
Diğer bölgeler	+1 425-951-1330 numaralı telefonu veya yerel temsilcinizi arayın
Faks	+1 425-951-6700
E-posta	Genel: <a href="mailto:ffss-service@fujifilm.com">ffss-service@fujifilm.com</a> Birleşik Krallık: <a href="mailto:uk-service@fujifilm.com">uk-service@fujifilm.com</a> Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: <a href="mailto:eraf-service@fujifilm.com">eraf-service@fujifilm.com</a> Asya ve Pasifik: <a href="mailto:ffss-apacme-service@fujifilm.com">ffss-apacme-service@fujifilm.com</a>

## 초음파 시스템에 바코드 스캐너 설치

이 부속 자료에서는 FUJIFILM Sonosite 초음파 시스템과 함께 사용할 수 있도록 지원되는 JADAK 바코드 스캐너와 맞춤형 프로그램 기능에 대한 정보를 제공합니다.

제조업체의 정보는 JADAK에서 제공하는 바코드 스캐너 사용 설명서를 참조하십시오.

1. 바코드 스캐너를 초음파 시스템의 USB 포트에 연결하십시오.  
USB 포트의 위치는 시스템 사용 설명서를 참조하십시오.
2. 초음파 시스템의 전원을 켜십시오.  
바코드 스캐너가 시스템의 USB 설정 페이지에 나타납니다.
3. 바코드 스캐너가 올바르게 작동하는지 확인하려면 시스템에서 환자 정보 양식을 열고, 텍스트 필드를 선택하고, 환자 바코드를 스캔한 후 정보가 해당 필드에 입력되었는지 확인하십시오(자세한 사항은 시스템 사용 설명서 참조).

### 고객지원

FUJIFILM Sonosite 기술 지원:

미국 및 캐나다	+1 877-657-8118
유럽 및 중동	본점: +31 20 751 2020 영어 지원: +44 14 6234 1151 프랑스어 지원: +33 1 8288 0702 독일어 지원: +49 69 8088 4030 이탈리아어 지원: +39 02 9475 3655 스페인어 지원: +34 91 123 8451
아시아 태평양	+61 2 9938 8700
기타 지역	+1 425-951-1330 또는 현지 대리점으로 전화하십시오
팩스	+1 425-951-6700
이메일	일반: ffss-service@fujifilm.com 영국: uk-service@fujifilm.com 유럽, 중동, 아프리카: eraf-service@fujifilm.com 아시아 태평양: ffss-apacme-service@fujifilm.com

# 在您的超声仪上安装条码扫描器

本补充说明提供了有关 JADAK 条形码扫描仪自定义编程功能的信息，可支持与 FUJIFILM 超声仪配合使用。

有关来源于制造商的信息，请参阅 JADAK 提供的条形码扫描仪用户手册。

1. 将条码扫描器连接到超声仪的 USB 端口上。  
请参阅超声仪用户指南，了解 USB 端口的位置。
2. 开启超声仪。  
条码扫描器应出现在超声仪条码扫描器设置页面上。
3. 要确认条形码扫描器是否正常运行，可以在超声仪上打开患者信息表，选择一个文本字段，扫描患者条形码，然后验证信息是否填充到相应的字段中（详见《超声仪用户指南》）。

## 获取帮助

FUJIFILM 技术支持：

注册人/生产企业名称：苏州富士胶片映像机器有限公司

住所/生产地址：江苏省苏州市苏州新区长江路 138 号

邮编：215011

生产许可证编号：苏药监械生产许 20100063 号

联系方式：0512-68251188-855

售后服务单位：富士胶片（中国）投资有限公司

住所：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 号楼 601 单元

联系方式：800 820 5442



**FUJIFILM**  
**SONOSITE**

P22236-06

